

ОБ'ЄМ

Об'єми розчину Neo Plus доступні в Україні: 360ml, 360ml у коробці з контейнером, 130ml, 130ml у коробці з контейнером, 60ml.

ІНСТРУКЦІЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ

Розчин призначений для дезінфекції, ополіскування, зволоження, очищення та зберігання всіх типів м'яких контактних лінз і жорстких газопроникних контактних лінз. Ефективний для боротьби з різними патогенними мікроорганізмами. Час дезінфекції 4 години. Термін використання розкритого розчину не повинен перевищувати 4 місяці.

Вміст:

20% розчин полігексаметілен - бігуанід гідрохлориду, полоксамер 407, динатрію едетат, хлористий калій.

Функції:

Очищення відкладень, видалення білку, стерилізація, збереження і зволоження всіх типів контактних лінз.

Використання:

1. Очищення: 1) Ретельно протерти кожен бік лінз упродовж 20 секунд за допомогою 3 крапель багатодільового розчину NEO PLUS. 2) Промити багатодільовим розчином NEO PLUS.

2. Стерилізація: Помістити лінзи разом із багатодільовим розчином NEO PLUS в контейнери на 4 години.

3. Зберігання: Можна зберігати у щільно зачинених контейнерах разом із багатодільовим розчином NEO PLUS до 30 днів після дезінфекції.

4. Носіння контактних лінз: Носити після ополіскування у розчині за необхідністю.

Застереження при використанні:

1. Застереження: 1) Важливо дотримуватися вказівок і рекомендацій вашого лікаря-офтальмолога та інструкцій на етикетці щодо правильного використання розчину для догляду за вашими лінзами. При неправильному використанні продуктів по догляду за лінзами можуть швидко розвинути хвороби очей. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, надмірну сльозотечу, зміни якості зору, почервоніння очей, негайно зніміть лінзи та зверніться до вашого лікаря-офтальмолога.

2) Якщо ви використовуєте очні краплі під час носіння лінз попередньо проконсультуйтеся із вашим лікарем-офтальмологом.

2. Протипоказання: Не використовувати при алергії на будь-який компонент продукту.

3. Побічні реакції: Можливе виникнення наступних проблем: печіння, жар або подразнення очей, зниження комфорту під час першого одягання лінз, відчуття в оці стороннього предмету, надмірна сльозотеча, незвичні виділення з очей, почервоніння, зниження гостроти зору, веселки або ореоли навколо об'єктів, чутливість до світла або сухість в очах. Якщо ви відчули які-небудь із вищезазначених симптомів – негайно зніміть лінзи та уважно перегляньте їх. Якщо лінзи якимось чином пошкоджені, ні в якому разі НЕ одягайте їх знову на очі. Покладіть лінзи до контейнеру і негайно зверніться до свого лікаря-офтальмолога. Деякі із вищезазначених симптомів можуть бути причиною інфекцій, виразки рогівки, неоваскуляризації. Негайно зверніться до професіонала з метою ідентифікації і негайного лікування проблеми, щоб запобігти серйозних ушкоджень очей.

4. Загальні зауваження:

1) Завжди мийте, ополіскуйте та сушіть руки перед будь-якими діями із лінзами.

2) Завжди однаково поводьтеся з лінзами, правою або лівою, щодо їх першочерговості, щоб запобігти плутанині.

3) Очищуйте, ополіскуйте і дезінфікуйте ваші лінзи щоразу після носіння.

4) Після використання завжди опорожнюйте та промивайте контейнери свіжим багатодільовим розчином та лишайте для висихання на повітрі.

5) З метою уникнення забруднення, не торкайтесь кришечкою контейнера будь-якої поверхні, та щільно закривайте кришечку після використання. 6) Не розпилюйте лак для волосся або іншу косметику на очі під час носіння контактних лінз.

7) Тримайте в недоступному для дітей місці.

5. Запобіжні заходи: 1) Завжди використовуйте свіжий розчин і ніколи не використовуйте його повторно. 2) Не використовуйте після закінчення терміну дії, позначеному на пляшці.

6. Умови зберігання: Зберігайте розчин в герметичній пластиковій пляшці при кімнатній температурі.

7. Режим заміни: 4 місяці. Не рекомендується використовувати розчин із пляшки, відкритої більше 4-х місяців тому.

УВАГА!

При купівлі нових контактних лінз необхідно міняти контейнер.

Рекомендовано офтальмологами.

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ: ТОВ "ВІЖНПЛАС ЮКРЕЙН"
УКРАЇНА, 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Філософська, буд. 84, корп. 25, кімната 117, а/я 7427
Тел. +38(056) 372-55-94, e-mail: vplus@ua.fm

АДРЕСА ПОТУЖНОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА: NEO VISION Co., Ltd.
129-1, Donghwagongdan-ro, Munmak-eup, Wonju-si, Gangwon-do, Korea,
MADE IN KOREA